



# LabSoluções Laboratório de Análises Clínicas

## Informações de Exames

Código	Exame	Material	Sinônimos
AAT	ANTI – TRANSGLUTAMINASE IGA	SORO	-

### Interpretação:

Utilizado no diagnóstico da enteropatia sensível ao glúten da doença celíaca. A doença celíaca é uma condição crônica, cujas características principais incluem a inflamação e o esmagamento característico da mucosa intestinal, resultando numa síndrome de má absorção conhecida como uma enteropatia sensível ao glúten. Recentemente, têm sido sugeridos testes sorológicos para anticorpos de anti-gliadina, anti-endomisial e anti-tTG para examinar os doentes com enteropatia sensível ao glúten, assim como para controlar a conformidade dietética.

### Produção do exame:

Volume mínimo:	2 mL
Prazo:	2 dias úteis
Realização:	Segunda à sexta-feira
Meio(s) de coleta:	Tubo seco (vermelho) ou Gel separador (amarelo)

### Instruções de preparo:

Jejum aconselhável de 4 horas.

### Instruções de distribuição:

Transportar refrigerado (2 a 8 °C)

### Instruções de rejeição:

A amostra é estável por até 48 horas refrigerada de 2 a 8°C.