



LabSoluções Laboratório de Análises Clínicas

Informações de Exames

| Código | Exame | Material | Sinônimos |
|--------|-------------|----------|------------------|
| ANTJO | ANTI - JO 1 | SORO | CBHPM – 40306070 |

Interpretação:

O autoanticorpo anti-Jo-1 é considerado marcador sorológico de um subgrupo de polimiosite inflamatória idiopática no adulto, particularmente com quadro de doença pulmonar intersticial, fenômeno de Raynaud, mãos de mecânico e artralgia, denominada síndrome antissintetase. Cerca de 30% dos pacientes adultos com polimiosite são anti-Jo1 positivos e essa frequência é maior (60%) em pacientes com comprometimento intersticial pulmonar. No teste do FAN, sua presença está associada ao padrão citoplasmático pontilhado fino.

Produção do exame:

| | |
|--------------------|---|
| Volume mínimo: | 2 ml |
| Prazo: | 3 dias úteis |
| Realização: | Quinta - feira |
| Meio(s) de coleta: | Tubo seco (vermelho) ou Gel separador (amarelo) |

Instruções de preparo:

Jejum aconselhável de 4 horas.

Instruções de distribuição:

Transportar refrigerado (2 a 8 °C)

Instruções de rejeição:

A amostra é estável por até 5 dias refrigerada de 2 a 8 °C.

Amostras sem identificação, com contaminação bacteriana, alto grau de hemólise, icterícia, lipemia e que sofreram tratamento térmico serão rejeitadas.