LabSoluções Laboratório de Análises Clínicas

Informações de Exames

Código	Exame	Material	Sinônimos
CA242	**CA 242**	**SORO**	**CBHPM – 40306577**

Interpretação:
O marcador tumoral CA242 é encontrado no soro no mesmo complexo mucino de CA50 e CA19-9, portanto está relacionado, mas não idêntico ao epítopo de CA19-9. Os níveis de CA242 no soro são baixos em pessoas saudáveis e em casos de doenças benignas, enquanto que níveis elevados são comumente encontrados em pacientes com câncer gastrointestinal. O marcador CA242 pode ser usado como um auxílio no diagnóstico e monitoramento de pacientes com carcinoma gastrointestinal ou com suspeita. O CA242 não deve ser usado isoladamente para estabelecer uma rova clínica de malignidade, mas pode ser usado como um complemento de outros diagnósticos laboratoriais e clínica existente.

Produção do exame:

Volume mínimo:	2 mL
Prazo:	12 dias úteis
Realização:	quinta-feira
Meio(s) de coleta:	Tubo seco (vermelho) ou Gel separador (amarelo)

Instruções de preparo:
Jejum aconselhável de 4 horas.

Instruções de distribuição:
Transportar refrigerado (2 a 8 °C)

Instruções de rejeição:
A amostra é estável por até 48 horas refrigerada de 2 a 8°C.

Amostras sem identificação, com contaminação bacteriana, alto grau de hemólise, icterícia, lipemia e que sofreram tratamento térmico serão rejeitadas.